



Silicone a reazione di poliaddizione a bassa viscosita' idrofilo per protesi fissa uso professionale odontoiatrico

Indicazioni: Indicato nella verifica dei punti di pressione e frizione nelle protesi fisse

Particolarità:

- bianco latte non trasparente
- alto indice di scorrevolezza
- automiscelazione precisa costante rapida
- scarsa perdita di materiale per miscelazione con mixer mini
- in presenza di pochi elementi possibilita' di miscelazione manuale
- tempi di miscelazione ottimali
- non crea spessori
- atossico
- colore bianco

Confezionamento in cartuccia 50+50 ml.
Rapporto di miscelazione 1:1