



**Silicone a reazione di poliaddizione**

**CE**

**ad altissima viscosità per protesi fissa**

**uso professionale odontoiatrico**

**Indicazioni:** Indicato per impronta come massa base

- per tecnica doppia impronta

**Particolarità:**

- rapida polimerizzazione per maggior confort del paziente
- alto indice di scorrevolezza
- non mucocomprime
- ottimo recupero elastico
- ottima resistenza alla deformazione
- durezza finale 62 Sh. A
- dimensionalmente stabile nel tempo
- assenza di untuosità superficiali
- colore azzurro

Confezionamento in barattolo A + barattolo B 300+300 ml.